



Description

Gel dégraissant pour la préparation des peaux sensibles aux enregistrements EEG, PE, ECG, Test d'effort, Holter, Télémétrie. Garantit une faible impédance. Testé dermatologiquement pour les peaux les plus sensibles.

- Gel opalescent
- Viscosité moyenne
- De couleur verte avec des grains blancs et noirs.

UMDNS 11425

Composition

Ingrédients
Water, Aluminium Oxide, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, colorant

Packaging PE

Sécurité

Biocompatibilité
(UNI EN ISO 10993) Oui

Test épicutané ✓ Non irritant

Propriétés physiques et chimiques

pH 5.5 – 6.5

Viscosité 60.000-80.000 cP

Spécifications

Code générique NPREPXXXXXX

Emballage Bottle 25gr, 120gr

Environnement

RoHS II ✓

REACH ✓